



FICHE METHODE – COMMENT MESURER UN VOLUME A L'ÉPROUVETTE GRADUÉE ?



Observe la surface libre du liquide au repos (= la partie du liquide en contact avec l'air) : Lorsque le récipient est étroit, le liquide remonte le long de la paroi : il forme un **ménisque**.

→ Place ton œil en face du ménisque et fait correspondre **le bas du ménisque avec la graduation souhaitée** pour effectuer une mesure de volume précise.

FICHE METHODE – COMMENT MESURER UN VOLUME A L'ÉPROUVETTE GRADUÉE ?



Observe la surface libre du liquide au repos (= la partie du liquide en contact avec l'air) : Lorsque le récipient est étroit, le liquide remonte le long de la paroi : il forme un **ménisque**.

→ Place ton œil en face du ménisque et fait correspondre **le bas du ménisque avec la graduation souhaitée** pour effectuer une mesure de volume précise.